



apt unibond

Flasche 5 ml



Artikelnr.: 207918
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 79 mm
Länge: 158 mm

€ 84,00

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml

Lichthärtendes 1-Komponenten Self-Etch-Adhäsiv zur Herstellung eines dauerhaften, randspaltfreien Verbundes zwischen Zahnhartsubstanz und lichthärtendem Füllungs-/Befestigungsmaterial.

- Degradation durch den Speichel bis zu 10-fach reduziert
- Frei von TEGDMA und HEMA