



Universalpolierer 9501U

Packung 5 Stück weiß, HP, Figur 257, 15 mm, ISO 055



Artikelnr.: 20801

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

€ 14,07

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer weiß, HP, Figur 257, Kopflänge: 15 mm, ISO 055

1 Stufen System. Universalpoliersystem für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam, Zahnschmelz.

- Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.