



Universalpolierer 9502U

Packung 5 Stück weiß, RA, Figur 300, 12 mm, ISO 045



Artikelnr.: 20803

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

€ 10,47

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer weiß, RA, Figur 300, Kopflänge: 12 mm, ISO 045

1 Stufen System. Universalpoliersystem für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam, Zahnschmelz.

- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.