



Universalpolierer 9508U

Packung 5 Stück weiß, RA, Figur 310, 2,5 mm, ISO 110



Artikelnr.: 20806

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.037 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

€ 11,31

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer weiß, RA, Figur 310, 2,5 mm, ISO 110

1 Stufen System. Universalpoliersystem für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam, Zahnschmelz.

- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.