



smartwipes wet alkoholfrei

Beutel 90 Stück



Artikelnr.: 208200
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.24 kg
Höhe: 316 mm
Breite: 146 mm
Länge: 308 mm

€ 11,74

Zzgl. MwSt.

Beutel 90 Tücher

smartwipes wet alkoholfrei eignen sich hervorragend für die Wischdesinfektion und Reinigung von alkoholsensiblen Oberflächen von Medizinprodukten, z. B. Kunst- und Lederbezüge von Behandlungsstühlen, Schwebetische, Handstücke etc. zwischen dem Patientenwechsel. Zeitersparnis durch Ready-to-Use Lösung. Hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung). Die Tuchqualität ist besonders weich, fussfrei und reißfest. Aus 100 % PES hergestellt. Hohe Abgabeleistung der Tränkflüssigkeit auf die zu desinfizierende Oberfläche. Gute Materialverträglichkeit. Gewicht: 50g/qm. Format 28 x 30 cm. *smartwipes wet alkoholfrei* wirken bakterizid (einschließlich MRSA) und levurozid (EN 13727/13624). Erfolgreich getestet im 4-Feldertest in 1 Minute nach EN 16615. Inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren (EN 14476) in 1 Min.* Tränkflüssigkeit smartBiozid (VAH-gelistet). Ohne Aldehyde und Phenole.

* Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste 5 Minuten.