



smarhand Gel

Flasche 100 ml



Artikelnr.: 208250
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.109 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 27 mm
Länge: 57 mm

€ 2,43

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml

Alkoholphaltiges, antiseptisches Gel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid. Dermatologisch getestet. Hygienische Desinfektion (EN 1500): Durch Verreiben des Gel (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 30 Sekunden. Chirurgische Desinfektion (EN 12791): Durch Verreiben des Gels (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 2,5 Minuten. Vorgang wiederholen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.