



## Porzellanpolierer 9613

Packung 10 Stück unmontiert, rosa, Figur 303, 4 mm, ISO 220



Artikelnr.: 20837

Hersteller: Häger & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.032 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

**€ 8,15**

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Scheiben unmontiert, rosa, Figur 303, 4 mm, ISO 220

3-Stufen Systeme. Porzellanpolierer zum Abtragen, Glätten und Polieren von Keramik.

- 1. Stufe - grau - Abtragen
- 2. Stufe - rosa - Glätten
- 3. Stufe blau - Politur
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 15.000 U/min., max. Drehzahl 25.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik