



Universalpolierer 9681

Packung 10 Stück unmontiert, schwarz, Figur 371, 3 mm, ISO 220



Artikelnr.: 20839

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.038 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

€ 11,75

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer unmontiert, schwarz, Figur 371, 3 mm, ISO 220

Universalpoliersystem.

- schwarz - Politur für Edelmetall, Kunststoff
- hellblau - Hochglanzpolitur für Edelmetall, Kunststoff
- rosa - Spiegelglanzpolitur für Edelmetall
- Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.