



Filtek™ Supreme Flowable

Packung 2 x 2 g Refill Spritze A1



Artikelnr.: 208402
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.052 kg
Höhe: 203 mm
Breite: 125 mm
Länge: 40 mm

€ 53,65

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 2 g Refill Spritze A1

Das 3M™ *Filtek™ Supreme Flowable Fließfähige Komposit* wurde für eine Vielzahl von Indikationen und Techniken entwickelt und bietet langanhaltende Verschleißfestigkeit und Glanzbeständigkeit. Das fließfähige Komposit ist in 12 Farben erhältlich, die auf die Body-Farben von 3M™ *Filtek™ Universal Restorative* und 3M™ *Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit* abgestimmt sind.

- Hervorragende Anpassung und Vielseitigkeit für ein breites Spektrum an Indikationen und Techniken
- Verbessertes Spritzendesign, dadurch nahezu blasenfrei und kein „Nachlaufen“
- Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang bei tiefen Kavitäten
- Leichter zu halten und zu applizieren durch ergonomisches Design
- Mit der ECHTEN 3M Nanotechnologie für eine hervorragende Glanzbeständigkeit und Verschleißfestigkeit
- Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, die auf die VITA® classical Farbskala und die Body-Farben des 3M™ *Filtek™ Universal Komposit* sowie des 3M™ *Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit* abgestimmt sind.
- Kann bis zu 25 mal für bis zu eine Stunde auf 70°C erwärmt werden
- Komplettieren Sie Ihren direkten Workflow mit 3M™ *Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv* - haftet auf Goldstandard-Niveau an allen Restaurationsmaterialien – inklusive Glaskeramik

Vorgeschlagene Anwendungen

- Klasse III- und V-Restaurationen
- Restauration minimal invasiver Kavitätenpräparationen (einschließlich kleiner, nicht belasteter okklusaler Restaurationen)
- Base/Liner unter direkten Restaurationen

- Reparatur kleiner Defekte bei indirekten Restaurationen
- Gruben- und Fissurenversiegelung
- Ausblocken von Unterschnitten
- Reparatur temporärer Restaurationen