



# Universal-Präparatespender Touchless XT

Stück Aluminium für 1 Liter

---



Artikelnr.: 208461  
Hersteller: Dürr Dental SE  
Gewicht: 1.3 kg

**€ 298,94**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Spender Touchless XT 1000, Aluminium, für 1 L

Batteriebetriebener Sensorspender zur handberührungsfreien, hygienischen Applikation von Händepreparaten.

- Optimale Händehygiene durch berührungslose Bedienung
- Batteriebetrieb mit Batteriestandanzeige durch akustisches Signal zum Batteriewechsel
- Hoher Hygienestandard durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Autoklavierbare Edelstahlpumpe
- Maße (B x H x T): T 1000/T 400: 9,2 x 33 x 21 cm