



Occluform-3

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 208670
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH
Gewicht: 2.84 kg
Höhe: 210 mm
Breite: 274 mm
Länge: 274 mm

€ 521,62

Zzgl. MwSt.

Stück Okkludiergerät inklusive Modelltopf, Granulatschaufel, Inbusschlüssel Größe 3, Occ3-aM

Integrierbares Okkludiergerät für die Einprägung des Gegenbisses. Das *Occluform-3* kann nur an Geräte der Erkoform-3 Serie installiert werden. Die Konstruktion des *Occluform-3* Geräts basiert auf einen Bonwilldreieck mit einer Schenkellänge von 11,5 cm und einem Balkwillwinkel von 20 Grad.

- Gipsfreie Modellfixierung
- Hydraulische Fixierung des Gegenbisses
- Mehr Platz für hohe Modelle
- Einsäulige Konstruktion für beste Modellzugänglichkeit
- Mit Occ3-aM Modelle zum Inzisalpunkt und zur Kauebene mittelwertig ausrichten