



Kunststoffpolierer 9579

Packung 5 Stück grau, HP, Figur 300, 20 mm, ISO 100



Artikelnr.: 20870

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.032 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 41 mm

€ 15,40

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer grau, HP, Figur 300, Kopflänge: 20 mm, ISO 100

3 Stufen Poliersystem. Poliersystem für Prothesen-Kunststoffe.

- 1. Stufe - grün - Vorpolitur
- 2. Stufe - grau - Politur
- 3. Stufe - gelb - Hochglanzpolitur
- Kunststofftechnik
- Drehzahl empf. 5.000 - 7.000 U/min., max. 15.000 U/min.