



Custom Tray Resin

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 208882
Hersteller: Formlabs Inc.
Gewicht: 1.675 kg
Höhe: 241 mm
Breite: 80 mm
Länge: 208 mm

€ 249,00

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Kunststoff

Custom Tray Resin ist ein schnell druckendes biokompatibles Material für den direkten Druck von individuellen Abdrucklöffeln für Implantate, Zahnprothesen, Kronen und Brücken und weiteren umfassenden Fällen. Digital hergestellte Abdrucklöffel bieten gleichmäßige, präzise Abdrücke für hochqualitative Zahntechnik. *Custom Tray Resin* ermöglicht den schnellen Druck vollständiger Abdrucklöffel bei einer Schichthöhe von 200 Mikrometern. Das spart Arbeitszeit und bietet höheren Durchsatz.

- Verfügbar für Form 3B, Form 2. Nicht mit dem Form 3 kompatibel
- Unterstützte Druckauflösungen: 200 Mikrometer
- Nachhärten erforderlich
- Kompatibel mit allen Harztanks für Form 3/3B Resin Tank
- Resin Tank LT beim Form 2 erforderlich