

iProphy

Stück iProphy Motorhandstück



Artikelnr.: 208935

Hersteller: NSK Europe GmbH

Gewicht: 0.17 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 120 mm

Länge: 250 mm

€ 574,69

Zzgl. MwSt.

Stück iProphy Motorhandstück

Ergonomisches, kabelloses Polierinstrument mit ultrakleinem Kopf. Einfaches Aufstecken und Positionieren des iFX57m Kopfes, 5 eingespeicherte Geschwindigkeiten (500, 1.000, 1.500, 2.000 und 2.500 U/min. sowie Rechts-/Linkslauf). Sechs im Winkel von 60° einstellbare Kopfpositionen für optimale Erreichbarkeit aller Zahnoberflächen. Kein Steuergerät, kein Fußschalter: Sie kontrollieren das Instrument nur mit Ihrem Zeigefinger.