

## iProphy Kopf iFX57

Stück iFX57

---



Artikelnr.: 208941  
Hersteller: NSK Europe GmbH  
Gewicht: 0.085 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 115 mm

**€ 233,48**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Stück Kopf iFX57

- Für Einschraub-Kelche und -Bürsten (screw-in type)
- 4:1 Reduzierung
- Autoklavierbar bei 135°
- Thermodesinfizierbar