



CURAPROX CS smart

Blister Zahnbürste ultrasoft, sensitiv



Artikelnr.: 208987
Hersteller: Curaden Germany GmbH
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 45 mm
Länge: 226 mm

€ 3,93

Zzgl. MwSt.

Kleiner – und doch grösser.

Sieht aus wie die Grosse, doch der Bürstenkopf ist extra klein. Eigentlich eine Sensation: Über 7'600 Filamente stehen dicht an dicht. Da lässt es sich besonders präzise putzen.

Eine Klasse für sich: Eigentlich ist sie eine Kinderzahnbürste, die CS smart mit ihrem kleinen Bürstenkopf. Doch sind unsere erwachsenen Tester ebenfalls begeistert: Ausserordentlich präzise könne man damit putzen, so sagen sie, wunderbar fein sei sie. Und das hätte eigentlich uns schon klar sein können, als wir sie mit so vielen und so feinen Curen®-Filamenten bestückten. Für Kinder ab 5 und Erwachsene. 7'600 Curen®-Filamente, 0.08 mm Durchmesser.

- Entwickelt für Kinder ab 5, begeistert auch Erwachsene
- Extra kleiner Bürstenkopf für äusserst präzises Putzen
- 7600 Curen®-Filamente, 0.08 mm
- Achtkantgriff für richtigen Winkel
- Unglaublich sanft, schonend und wirksam