




Ivotion Dent

Stück Ø 98,5 mm, H 20 mm, A3



Artikelnr.: 209003
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.258 kg
Höhe: 52 mm
Breite: 144 mm
Länge: 150 mm

€ 94,60

Zzgl. MwSt.

Stück Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm, A3

Das *Ivotion Denture* System ist ein kompletter Herstellungsprozess zur schnellen digitalen Fertigung von hochqualitativen abnehmbaren Prothesen. Der abgestimmte Workflow verknüpft die digitale Fertigung im Labor mit den etablierten zahnärztlichen Behandlungsschritten. Im Zentrum des Systems steht Ivotion, die neue monolithische Scheibe, die Zahn- und Prothesenbasismaterial kombiniert.

Ivotion Dent sind zahnfarbene, monochromatisch eingefärbte Scheiben aus DCL-Material. Das Material besticht mit einer optimal eingestellten Transluzenz und zudem mit seiner natürlichen Fluoreszenz. Die hohe Ästhetik wird durch drei wesentliche Faktoren erzielt: Geringe Opazität in Kombination mit der anatomischen Form der Frontzähne und einem natürlichen Oberflächendesign.

- Dicke: 20 mm
- Farben: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2