



## TOP SAFE Patientenservietten

Karton 500 Stück weinrot, 33 x 45 cm, 2-lagig



Artikelnr.: 209095  
Hersteller: Akzenta International SA  
Gewicht: 3.3 kg  
Höhe: 205 mm  
Breite: 595 mm  
Länge: 180 mm

**€ 15,35**

*Zzgl. MwSt.*

**Karton** 500 Servietten weinrot, 33 x 45 cm, 2-lagig

1 Lage Tissue aus reinem Zellstoff von 26g/m<sup>2</sup> und 1 Lage PE-Folie. Die speziellen Eigenschaften der Materialien bieten höchste Saugfähigkeit und Wasserbeständigkeit, um einen hohen Komfort des Patienten zu garantieren. Geprägt und gefaltet. Latexfrei.