

# Ti-Max Z95L

Stück 1:5



Artikelnr.: 209240  
Hersteller: NSK Europe GmbH  
Gewicht: 0.137 kg  
Höhe: 33 mm  
Breite: 76 mm  
Länge: 159 mm

**€ 865,00**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Winkelstück 1:5

Die weltweit erste Zwei-Wege-Kühlfunktion erlaubt es dem Anwender, spontan zwischen Spray- und Wasserstrahlkühlung auszuwählen - je nach dem, welche Bedingungen herrschen und welche Behandlung vorgenommen wird. Neben einer signifikanten Aerosol-Verringerung unterstützt die Wasserstrahlkühlung durch Verzicht auf den Luftanteil bei chirurgischer Anwendung die Vermeidung subkutaner Emphyseme, ohne Einschränkungen in der Kühlleistung zu erfordern. Sobald wieder mit Spraykühlung gearbeitet werden kann, kann der Drehschalter wieder entsprechend eingestellt werden. Ganz ohne Modifikation der Behandlungseinheit.

- Übersetzungsverhältnis: 1:5
- 4 Düsen mit Zwei-Wege-Kühlfunktion
- Titan-Körper mit DURAGRIP-Beschichtung
- Max. Drehzahl: 200.000 U/min.
- Anti-Erhitzungssystem / Glasstab-Lichtleiter
- Keramik-Kugellager / Clean-Head-System
- Druckknopf-Spannzange / Mikrofilter