




RelyX™ Universal Micro-Mischkanülen

Packung 15 Stück mit Elongation Tips



Artikelnr.: 209288
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 121 mm
Länge: 201 mm

€ 22,01

Zzgl. MwSt.

Packung 15 Tips mit Elongation Tips

Reduzieren den Materialverwurf beim Befestigungskomposit um bis zu 80 %: 3M™ RelyX™ Universal Micro-Mischkanülen.

- Micro Mischkanüle für 3M™ RelyX™ Universal Automix Spritze
- Exzellente Mischqualität
- 80% weniger Materialverwurf im Vergleich zu herkömmlichen Automixspritzen
- Selbstverschließende Spritze ermöglicht hygienische Lagerung ohne bereits verwendete Mischkanüle
- Dünne, lange und einfach zu befestigender Elongation Tip erleichtert die Anwendung im Wurzelkanal
- Alle Anwendungen mit nur 2 verschiedenen Mischkanülen möglich

- Automatisches Anmischen von 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit
- Direkte Applikation auf die Restauration und Präparation
- Anwendung im Wurzelkanal mit Elongation-Tip