



Fixophat rapid

Flasche 30 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 209299
Hersteller: Favodent Berlin GmbH
Gewicht: 0.072 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 50 mm
Länge: 52 mm

€ 17,95

Zzgl. MwSt.

Flasche 30 ml Flüssigkeit schnellhärtend

- Breites Anwendungsspektrum
- Sicherer Schutz vor thermischen und chemischen Reizen
- Befestigung von u.a. Kronen und Inlays sowie Unterfüllungszement für definitive Restaurationen

Phosphatzement eignet sich hervorragend für die Befestigung definitiver Restaurationen und bietet als Unterfüllungszement zusätzlich Schutz vor thermischen und chemischen Einflüssen. Der bewährte Phosphatzement ist in zwei Abbindegeschwindigkeiten erhältlich und passt sich so an die unterschiedlichen Bedürfnisse in Zahnarztpraxen an.