



## Multi-Safe twin plus

Stück 0,5 l Volumen



Artikelnr.: 209305

Hersteller: Sarstedt AG & Co.

Gewicht: 0.081 kg

Höhe: 166 mm

Breite: 85 mm

Länge: 85 mm

**€ 0,59**

Zzgl. MwSt.

Stück Box, 0,5 l Volumen

*Multi-Safe twin plus* - Innovatives Design für eine optimierte Handhabung und erhöhte Sicherheit

- Optimiertes Handling bei der Deckelmontage durch Schnapphaken
- Innovativer Deckel: der Tages- und Endverschluss ermöglicht eine einfache Einhandbedienung
- Einwurföffnung kann durch Herausbrechen der Segmente stufenweise vergrößert werden. Bitte vor der Benutzung herausbrechen!
- Direkt bei der Produktion eingepprägtes IML-Label (In-Mould-Labeling) mit Produktkennzeichnung in 9 Sprachen

- Durch das eingeprägte Etikett ist der Inhalt der Box leicht mit der Füllstandsmarkierung abzugleichen
- QR-Code auf der Box ermöglicht einen schnellen und direkten Zugriff auf den Gebrauchshinweis
- Diverse Abzieh- und Abdrehvorrichtungen
- Insbesondere der integrierte Stempel für Insulin-Pens bringt deutliche Vorteile, denn durch Herunterdrücken des Deckels drückt der Stempel die Insulin-Pens komplett durch in die Box
- Verschiedene Halterungen für Tisch oder Wand bieten die Möglichkeit, die Boxen vielerorts umstoßsicher zu befestigen
- Auch als Ausführung mit Biohazard-Kennzeichnung erhältlich
- Zertifiziert nach DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250

#### Multi-Safe twin plus 500

- Volumen 0,5 l
- Durchmesser des Bodens 112 mm
- Höhe des Produktes 162 mm

#### Multi-Safe twin plus 1500

- Volumen 1,5 l
- Durchmesser des Bodens 112 mm
- Höhe des Produktes 125 mm

#### Multi-Safe twin plus 2000

- Volumen 2 l
- Durchmesser des Bodens 112 mm
- Höhe des Produktes 161 mm

#### Multi-Safe twin plus 2500

- Volumen 2,5 l
- Durchmesser des Bodens 112 mm
- Höhe des Produktes 197 mm

#### Multi-Safe twin plus 3000

- Volumen 3 l
- Durchmesser des Bodens 112 mm
- Höhe des Produktes 233 mm

#### Multi-Safe twin plus 5000

- Volumen 5 l
- Durchmesser des Bodens 112 mm
- Höhe des Produktes 379 mm