



IMPRIMO® LC MJF

Flasche 1 kg 385 nm



Artikelnr.: 209372
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 1.129 kg
Höhe: 245 mm
Breite: 90 mm
Länge: 90 mm

€ 984,45

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg 385 nm

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes und hämokompatibles Harz der MPG-Klasse IIa zur Herstellung von Apparaturen für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie Implantologie. Geeignet für Plasma-, Autoklav-, Gamma- und Ethylenoxid-Sterilisation. Für dieses einzigartige, blutkompatible Druckmaterial erschließt sich eine Reihe von Anwendungen mit einem äußerst hohen Anspruch an Biokompatibilität, wie z.B. Implantat-Bohrschablonen oder NAM-Platten. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

- Viskosität: ca. 0,7 Pa.s
- Materialhärte nach Aushärtung: ca. 85 Shore D