



# Steri-Indikator Steam-Sensor DAC

Packung 250 Stück



Artikelnr.: 209440  
Hersteller: Stericop GmbH & Co. KG  
Gewicht: 0.133 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 80 mm

**€ 101,25**

Zzgl. MwSt.

## Packung 250 Sensoren

Um die Sterilisationswirkung des Sirona DAC Universal nachweisen zu können, sollte ein Indikator des TYPs 5 nach der DIN EN ISO 11140-1 verwendet werden. Da die meisten chemischen Indikatoren als Trägermaterial Papier nutzen, kann es im Reinigungszyklus des Sirona DAC Universal dazu führen, dass sich Papierpartikel des Indikators lösen und den Ablauffilter verstopfen. Dies kann zu vermehrten Wartungsarbeiten führen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, ein Indikatorsystem mit papierfreiem Trägermaterial zu nutzen. Mit dem SteamSensor DAC bietet Stericop dem Anwender ein kostengünstiges und vor allem papierfreies Indikatorsystem an. Speziell für das Sirona DAC entwickelt. Der eindeutige Farbumschlag von blau nach pink zeigt eine ausreichende Sterilisation der aufbereiteten Medizinprodukte an. Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Patienten.