



Dentemp® Crown & Caps

Set 1 x 2,2 g Tiegel mit Fertigpaste, 1 Applikator



Artikelnr.: 209486
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 8 mm
Länge: 2 mm

€ 5,71
Zzgl. MwSt.

Set 1 x 2,2 g Tiegel mit Fertigpaste, 1 Applikator

Reparaturset für lockere Kronen und verlorene Füllungen.

- Temporäre Reparatur von Kronen und Füllungen
- Schnelle Schmerzlinderung
- Für den häuslichen Gebrauch/Ideal auf Reisen
- Für 12 Anwendungen

Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden, wenn pochende Schmerzen oder Schwellungen bestehen.