



Dentemp® Repair Kit

Set 3 x 1 g Pulver, 3 x 1 g Liquid, 3 Anmischschälchen, 2 Schleifpapier, 1 Spatel



Artikelnr.: 209487
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 8 mm
Länge: 3 mm

€ 6,13

Zzgl. MwSt.

Set 3 x 1 g Pulver, 3 x 1 g Liquid, 3 Anmischschälchen, 2 Schleifpapier, 1 Spatel

Reparaturset für Zahnersatz

- Anwendung bei Prothesenbrüchen und lockeren Prothesenzähnen
- Reduziert Schmerzen und Druckstellen
- Für den häuslichen Gebrauch/Ideal auf Reisen
- Für 3 Anwendungen

Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Produkt!