



Dentemp® Reline it

Set 2 x 3,1 g Pulver, 2 x 3,3 g Liquid, 2 Anmischschälchen, 1 Spatel



Artikelnr.: 209488
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 8 mm
Länge: 2 mm

€ 6,34

Zzgl. MwSt.

Set 2 x 3,1 g Pulver, 2 x 3,3 g Liquid, 2 Anmischschälchen, 1 Spatel

Dentemp® Reline it Unterfütterungsmaterial für Prothesen.

- Passgenauer und sicherer Sitz Ihrer Prothese
- Zinkfreies Material
- Für den häuslichen Gebrauch
- Für 2 Anpassungen

Nicht auf eine bestehende Unterfütterung auftragen. Entfernen Sie zunächst die alte Unterfütterung!