



## Wash-Sensor U

Packung 10 Stück



Artikelnr.: 209496  
Hersteller: Stericop GmbH & Co. KG  
Gewicht: 0.03 kg  
Höhe: 16 mm  
Breite: 142 mm  
Länge: 215 mm

**€ 24,82**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 10 Indikatorplättchen

*Wash-Sensor U* ist ein einfaches, routinetaugliches Prüfmittel zur laufenden Überwachung der Funktionsfähigkeit des Ultraschalls im Zusammenwirken mit der Reinigungsflüssigkeit. Die synthetische Testanschmutzung korreliert mit Humanblut und Humangewebe. Eine unzureichende Reinigungswirkung im Ultraschallbad wird von *Wash-Sensor U* sicher angezeigt, und zwar unabhängig davon ob eine unzulängliche Reinigung durch mechanische (mangelhafte Ultraschallenergie) und/oder chemische Faktoren verursacht wurde. Bei vollständiger Entfernung der Testanschmutzung ist eine sichere Indikation für Funktion und Effizienz des gewählten Reinigungszyklus gegeben.