



TOPDENT Plexoflex

Stück galvanisch beschichtet, beidseitig, rot fein, 0,17 x 0,22 mm



Artikelnr.: 209551
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 3 mm
Breite: 33 mm
Länge: 43 mm

€ 22,36

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe galvanisch beschichtet, beidseitig, rot fein, 0,17 x 0,22 mm

Galvanisch beschichtete Diamantscheiben sind beidseitig beschichtet, für Keramik und Verblendkunststoffe.