

Bluephase G4

Stück Kompletgerät grün 100-240 V inklusive Zubehör



Artikelnr.: 209562
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 1.024 kg
Höhe: 123 mm
Breite: 244 mm
Länge: 304 mm

€ 925,55

Zzgl. MwSt.

Stück Kompletgerät grün 100-240 V inklusive Ladestation, Handstück, Lichtleiter 10 mm, Schutzhüllen, Blendschutzkegel, Gebrauchsinformation

Kabelloses LED-Hochleistungspolymerisationsgerät für die Polymerisation aller lichthärtenden Materialien im Wellenlängenbereich von 385 - 515 nm. Lichtintensität 1.200Mw/cm², optionaler Kabelbetrieb. Das Lichtgerät verfügt über den patentierten Belichtungsassistenten Polyvision. Mittels Vibration macht dieser auf eine Fehlanwendung aufmerksam. Die Belichtungszeit wird automatisch verlängert, sofern eine zuverlässige Aushärtung gefährdet ist.