




VOCO Ionofil Molar AC

Packung 48 Kapseln A3



Artikelnr.: 20965
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.273 kg
Höhe: 106 mm
Breite: 133 mm
Länge: 206 mm

€ 107,46

Zzgl. MwSt.

Packung 48 Kapseln A3

Stopfbarer Glasionomer-Zement in Applikationskapsel (AC) zur Direktapplikation für Füllungen im Molarenbereich und für Stumpfaufbauten. Das in klinischen Studien hervorragend beurteilte VOCO Ionofil Molar ist auch in Applikationskapseln als *VOCO Ionofil Molar AC* erhältlich. Eine spezielle VOCO eigene Kapselkonstruktion erlaubt die einfache Ausbringung des Materials aus der Applikationskapsel in einer sofort stopfbaren Konsistenz direkt in die Kavität.