



Polish LiSi2

Dose 18 g



Artikelnr.: 209717
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 53 mm
Länge: 53 mm

€ 56,50

Zzgl. MwSt.

Dose 18 g Paste

Diamant Keramik-Polierpaste speziell für Lithium-Disilikat.

- Für Lithium-Disilikat speziell abgestimmte grobe Diamantenkörnung
- Schnelles Hochglanzergebnis durch hohe Abrasionsleistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch
- Schmierfreies Polieren durch geringe Mengen an Bindemittel