

WASI-STEAM Classic II

Stück Edelstahl



Artikelnr.: 209740
Hersteller: Wassermann Dental-Masch.
Gewicht: 13.35 kg
Höhe: 465 mm
Breite: 430 mm
Länge: 330 mm

€ 1.239,11

Zzgl. MwSt.

Stück Dampfstrahler Edelstahl

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der *WASI-STEAM Classic II* ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Insbesondere dem Mehrplatzanwender bietet er mit seinem variablen Arbeitsdruck von bis zu 5 bar eine ebenso schonende wie auch schnelle und dabei vor allem gründliche Reinigung aller Kleinteile.

Eigenschaften

- Optimal für den Einsatz bei kleinem Platzangebot
- Manuell befüllbar (2 Liter), flexible Standortwahl
- Regelbar bis zu 5 bar
- Kurze Aufheizphase durch 1.200 Watt-Edelstahlheizung
- Komfortable Anwendung durch Einhandbedienung an der Dampfpietole
- Hohe Sicherheit durch Trockenlaufschutz
- Tank und Gehäuseteile aus Edelstahl
- Wandmontage möglich, Befestigungsset für Wandmontage auf Anfrage erhältlich