



Eezee-Grip Universal Sensorenhalter

Packung 3 Stück



Artikelnr.: 209747

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 0.036 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 150 mm

Länge: 210 mm

€ 77,84

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Halter

Sparen Sie Zeit mit dem Eezee-Grip Digitaler Sensorhalter.

- Akkurate Positionierung für unverzerrte Röntgenaufnahmen
- Für Front- und Molare- periapikale Röntgenaufnahmen
- Geeignet für alle gängigen Sensortypen
- Autoklavierbar