



IMPRIMO® LC Try-In

Flasche 1 kg 385 nm, A3



Artikelnr.: 209770
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 1.12 kg
Höhe: 245 mm
Breite: 90 mm
Länge: 90 mm

€ 242,43

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg 385 nm, A3

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz als Basismaterial für die Funktionseinprobe von digital geplanten Prothesenbasen. Zur Überprüfung von Bissregistrierung und Okklusion, erhältlich in den Zahnfarben VITA classical A1, A2 und A3. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

- Viskosität: ca. 0,7 Pa.s
- Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D