



IMPRIMO® LC Denture

Flasche 1 kg 385 nm, deep pink



Artikelnr.: 209771
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 1.129 kg
Höhe: 245 mm
Breite: 90 mm
Länge: 90 mm

€ 379,26

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg 385 nm, deep pink

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz der MPG-Klasse IIa für die Herstellung von Prothesenbasen, erhältlich in drei unterschiedlichen Zahnfleischfarben. Das Material erfüllt hinsichtlich Wasseraufnahme (25,8 µg/mm³) und Wasserlöslichkeit (0,41 µg/mm³) gem. ISO 20795-1:2013 alle dentalen Anforderungen. Der geringe Schrumpf (1 %) gewährleistet eine hohe Passgenauigkeit. Außergewöhnliche Polierbarkeit, abgestimmt auf 3D-Drucker mit 385 nm Lichtquelle.

- Viskosität: ca. 0,5 Pa.s
- Materialhärte nach Aushärtung: ca. 85 Shore D