



PremEco® Line Aufstellwachs NF

Nachfüllpackung 95 g Wachs



Artikelnr.: 209849
Hersteller: Merz Dental GmbH
Gewicht: 0.118 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 90 mm
Länge: 200 mm

€ 18,17

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 95 g Wachs

Temperaturbeständiges Aufstellwachs für alle Arbeiten in der Prothetik mit hoher Erweichungstemperatur und unauffälliger Farbgebung für die Wachsprobe.

- Sichere Fixierung der Konfektionszähne durch mikrokristallines Paraffinwachs
- Minimale Erstarrungskontraktion
- Zu jeder Jahreszeit verarbeitbar
- Erweichungstemperatur über 52° C und damit auch für längere Anproben geeignet
- Kein Verzug bei der Verwendung von Dupliergelen
- Hohe Festigkeit
- Geringes Rückstellverhalten beim Abkühlen und nach plastischer Verformung
- Spanabhebend modellierbar
- Natürliche gingivale Farbgebung