



OmniCeram multi shade

Spritze 2g



Artikelnr.: 209917
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.5 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 23 mm
Länge: 152 mm

€ 14,99

Zzgl. MwSt.

Spritze 2g multi shade dentin

OmniCeram multi shade ist ein lichthärtendes röntgenopakes Composite für Anterior- und Posterior Restaurationen. Durch die stufenlose Farbanpassung ist *OmniCeram multi shade* für alle natürlichen Zahnfarben geeignet. *OmniCeram multi shade* zeichnet sich durch einen dauerhaft bleibenden Glanz und zahnähnliche Opaleszenz aus. Das Composite hat exzellente physikalische Eigenschaften, eine gute Handhabung und kann mit geringem Aufwand auf Hochglanz poliert werden. Maximale Schichtstärke 2 mm. Aushärtezeit jeder Schicht 20 Sek. (Lichtintensität von min. 1.000 mW/cm²)

Indikationen

- Restaurationen aller Kavitätenklassen
- Direkte Veneers
- Diastemakorrektur
- Reparatur von Keramikrestaurationen (z.B. Veneers, Kronen)

OmniCeram multi shade dentin ist ein lichthärtendes Composite, das in Kombination mit *OmniCeram multi shade* zur Abdeckung von Zahnverfärbungen verwendet wird. Maximale Schichtstärke 1 mm. Aushärtezeit jeder Schicht 20 Sek. (Lichtintensität von min. 1.000 mW/cm²)

Indikationen

- Maskierung der Mundhöhle bei ausgedehnten Klasse III und IV Kavitäten
- Abdeckung von Zahnverfärbungen