



Omni ProfiVarnish

Tube 10 ml



Artikelnr.: 209921
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 67 mm
Länge: 114 mm

€ 18,32

Zzgl. MwSt.

Tube 10 ml Gel

Das *Omni ProfiVarnish* ist ein fluoridhaltiger Einkomponenten-Schutzlack bzw. -gel, das zur Desensibilisierung von Zähnen auf Schmelz- und Dentinoberflächen aufgetragen wird. Zur Behandlung von hypersensiblen Zähnen, freiliegenden Zahnhälsen und Zahnoberflächen während und/oder nach der kieferorthopädischen Behandlung. *Omni ProfiVarnish* enthält neben leicht löslichen Fluoriden zusätzlich Calciumfluorid und Fluorapatit, welches die Remineralisierung von der Zahnschmelze unterstützt. *Omni ProfiVarnish* enthält 22.600 ppm (2,26 %) Fluoride.