



GC G2-BOND Universal

Kit



Artikelnr.: 210000
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.152 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 124 mm
Länge: 139 mm

€ 118,01

Zzgl. MwSt.

Kit 5 ml Flasche 1-PRIMER, 5 ml Flasche 2-BOND, 2 Flaschen-Schutzhüllen, 20 Einwegschalen, 50 Applikatoren, 1 Technik-Karte

GC G2-BOND Universal wurde zur Verbesserung von Restaurationen entwickelt und ist ein Allround Adhäsiv, mit dem Ärzte bequem zwischen allen 3 Ätzmodi in einem System wählen können. Die Vielseitigkeit dieses Produkts erstreckt sich auf seine Wirksamkeit bei mehreren Indikationen wie direkten Restaurationen, sofortiger Dentinversiegelung (IDS), intraoraler Reparatur, Behandlung von Überempfindlichkeit, Befestigung indirekter Restaurationen und mehr.