



Pinelo Keramikpinsel

Stück Pinsel Nr. 0



Artikelnr.: 210020
Hersteller: DeguDent GmbH
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 198 mm
Breite: 17 mm
Länge: 18 mm

€ 32,82

Zzgl. MwSt.

Stück Pinsel Nr. 0

Pinelo Keramikpinsel mit Schnellwechsel Spitzen aus saugfähigen Hybrid-Synthetik Fasern. Mit nur einem Pinselstiel die gesamte Bandbreite nutzen!

- Magnetische "Schnellwechsel" Spitze
- Ein Pinselstiel passend für alle Pinselspitzen der Pinelo Reihe
- Leichter Aluminiumstiel
- Hybrid-Synthetik-Fasern
- Sehr stabile Pinselspitze mit „Memory-Effekt“
- Hoher Wasserspeicher
- Spitzen passen auf Schraubgriffe anderer Hersteller