



Xantopren® Comfort® System

Normalpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche medium grün, 12 Mixing Tips



Artikelnr.: 21007
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.233 kg
Höhe: 128 mm
Breite: 53 mm
Länge: 118 mm

€ 35,16

Zzgl. MwSt.

Normalpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche medium grün, 12 Mixing Tips

Das *Xantopren® Comfort® System* ist eine Weiterentwicklung von Xantopren®. Es vereint die Vorteile von A-, C-Silikonen und Polyether in einem System und ist perfekt aufeinander abgestimmt.