



Intraoral Tip gelb

Packung 96 Stück gelb



Artikelnr.: 21009
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.014 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 103 mm
Länge: 140 mm

€ 44,30

Zzgl. MwSt.

Packung 96 Intraoral Tips gelb

Zubehör für Flexitime Correct Flow, Flexitime Light Flow, Flexitime Medium Flow, Provil novo Medium C.D.2, Provil novo Light C.D.2, Xantropren Comfort Medium, Xantropren Comfort Light.