



ResinRock

Karton 15 kg Gips blue



Artikelnr.: 210233
Hersteller: Whip Mix Europe GmbH
Gewicht: 16 kg
Höhe: 24 mm
Breite: 24 mm
Länge: 29 mm

€ 83,97

Zzgl. MwSt.

Karton 15 kg Gips blue

Kunststoffvergüteter Stumpfgips mit niedriger Expansion

ResinRock ist eine einzigartige Mischung aus Kunststoff und verbessertem Alphagips mit unvergleichlich glatter Oberfläche und hoher Abriebstärke mit einer geringen Abbindeexpansion von 0,08 %. Die thixotropische Konsistenz erlaubt einfache Handhabung.