



LeanRock

Karton 15 kg Gips ivory



Artikelnr.: 210249

Hersteller: Whip Mix Europe GmbH

Gewicht: 16 kg

Höhe: 24 mm

Breite: 24 mm

Länge: 29 mm

€ 99,75

Zzgl. MwSt.

Karton 15 kg Gips ivory

LeanRock wurde speziell für Laboratorien entwickelt, die kleine Chargen (ca. 6) einfüllen möchten und in 15 Minuten Arbeitsmodelle bereit haben möchten. Die Kleinserienverarbeitung basiert auf schlanken Prinzipien, um den Arbeitsablauf zu verbessern und die Wartezeit zu verkürzen, da Modelle bereits nach 15 Minuten zugeschnitten und fixiert werden können, wodurch die Ausfallzeit für das Abbinden von Steinen verringert wird. Auf diese Weise können kleinere Chargen zum Trimmen nach unten gesendet werden, wodurch der „Engpass“ beseitigt wird, der mit großen Chargen auf einmal verbunden ist, und Sie eine kontrollierte Produktfreigabe erhalten.