



Prima-Rock

Karton 15 kg Superhartgips yellow



Artikelnr.: 210252
Hersteller: Whip Mix Europe GmbH
Gewicht: 16 kg
Höhe: 24 mm
Breite: 24 mm
Länge: 29 mm

€ 99,21

Zzgl. MwSt.

Karton 15 kg Superhartgips yellow

Feinfließender, kantenstabiler Natursuperhartgips mit seidenglatter Oberfläche und hervorragendem Dimensionsverhalten geeignet für Meistermodelle, Gegenbisse und Arbeitsstümpfe. Die lange Verarbeitungszeit (6 - 8 Minuten) ermöglicht das Ausgießen von mehreren Abformungen. Seine feinfließende Konsistenz garantiert eine blasenfreie Modelherstellung. Verträglich mit allen Abdruckmaterialien. Überragende Druckfestigkeit von 117 MPa - Trockenkonvent. Klasse 4.