



## Super Die

Karton 15 kg Superhartgips gelb

---



Artikelnr.: 210256  
Hersteller: Whip Mix Europe GmbH  
Gewicht: 16 kg  
Höhe: 24 mm  
Breite: 24 mm  
Länge: 29 mm

**€ 95,66**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Karton** 15 kg Superhartgips gelb

Superhartgips mit außergewöhnlicher, glasglatter Oberfläche. Seine cremige Konsistenz und die ausgezeichnete Fließfähigkeit, kombiniert mit der überragenden Standfestigkeit, liefert er alle Grundlagen zur Herstellung von Meistermodellen, Stümpfen und Gegenmodellen, bei denen eine hohe Genauigkeit und exakte Wiedergabe gefragt sind. Er eignet sich für Hydros und gummielastische Abformmaterialien (NICHT für Alginatabformungen). Die Frabe liefert einen sehr guten Kontrast zu Inlaywachsen. Trotz harter Oberfläche besteht dennoch nur minimale Splittergefahr.