



Microstone

Karton 15 kg Gips gold



Artikelnr.: 210259

Hersteller: Whip Mix Europe GmbH

Gewicht: 16 kg

Höhe: 24 mm

Breite: 24 mm

Länge: 29 mm

€ 43,18

Zzgl. MwSt.

Karton 15 kg Gips gold

Die feine Partikelgröße und die dichte Oberfläche von *Microstone* machen es zu unserem besten Allzwecklaborsteingips. Es ist besonders für die Verarbeitung von Acrylprothesen geeignet, da es leicht Alufolienersatzstoffe akzeptiert.