



Mounting Stone

Karton 15 kg Spezialhartgips weiß



Artikelnr.: 210262
Hersteller: Whip Mix Europe GmbH
Gewicht: 16 kg
Höhe: 24 mm
Breite: 24 mm
Länge: 29 mm

€ 71,04

Zzgl. MwSt.

Karton 15 kg Spezialhartgips weiß

Ein schnellabbindender Spezialhartgips (ca. 3-4 Minuten Abbindezeit für die lagerichtige Montage von Modellen im Artikulator). Die niedrige Abbindeexpansion (0,08 %) vermeidet Ungenauigkeiten bei gnathologischen Arbeiten. *Mounting Stone* lässt sich dicksahnig verarbeiten und erlaubt während der Verarbeitungszeit (0,2 - 1 Minuten) noch sehr gut das Korrigieren der Modellage durch leichtesten Druck. Klasse 3.