



LM Sharp Diamond™ Kürette nach Columbia

Stück Figur 4L/4R, rot, LM-ErgoSense®-Griff



Artikelnr.: 210386
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 50 mm
Länge: 200 mm

€ 78,79

Zzgl. MwSt.

Stück Figur 4L/4R, für Frontzähne/Prämolaren, rot, LM-ErgoSense®-Griff

- LM Sharp Diamond™ Beschichtung – kein Schleifen nötig
- Für Frontzähne und Prämolaren
- Für massive Beläge

Griffvariante: **LM-ErgoSense®**

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.